

# FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE

---

Masque lavable

\*



# CATÉGORIE DE PRODUIT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation commerciale	Masque protecteur lavable
Code SAP	MASQUE_012 (masque bleu) MASQUE_011 (masque blanc)
Code EAN	3800159539263 (masque bleu) TBC (masque blanc)
Provenance	Bulgarie
Champ d'application	Protection des Professionnels au contact de la clientèle et protection du Grand Public
Composition	2 couches 100% coton « Ranforce 57 tc/cm2 » - 115 Gr 1 couche « non-tissé 60 g/m2 » 2 élastiques Tour de tête
Qualité	Performances homologuées par la DGA – Catégorie « 1 » (Protection des professionnels au contact de la clientèle et protection du Grand Public) Matière certifiée OEKO-TEX Standard 100 Classe « 1 »
Conditionnement	1 Masque sous polybag individuel, avec leaflet
Coloris disponibles	Bleu marine Blanc
Recommandations	Utilisable 4h Lavage à 60°C Repassage à 120°C Non destiné à un usage médical


# DÉTAILS DU PRODUIT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### Qualité :

Performances homologuées par la DGA – Catégorie « 1 » (Protection des professionnels au contact de la clientèle et protection du Grand Public)  
Matière certifiée OEKO-TEX Standard 100 Classe « 1 ».



### Composition du produit :

- 2 couches 100% coton « Ranforce 57 tc/cm<sup>2</sup> » - 115 Gr (couches blanches)
- 1 couche « non-tissé 60 g/m<sup>2</sup> » (couche grise)
- 2 élastiques Tour de tête

# NOTICE D'UTILISATION

## MISE EN PLACE

### **Mise en place du masque :**

1. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.
2. Tenir le masque, passer les 2 élastiques derrière la tête, et ajuster le masque sur le visage.
3. Une fois ajusté, ne pas toucher le masque sans s'être lavé les mains au préalable.

### **Retirer le masque :**

1. Retirer le masque en saisissant par l'arrière les élastiques, sans toucher la partie avant.
2. Placer le masque dans un contenant propre pour le stocker jusqu'au prochain lavage.
3. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.

